

## Egyedi kiértékelés

Program: **213. Limfocita immunfenotipizálás**

Körvizsgálat száma: **2021.9.**

Kiküldés dátuma: **2021. szept. 21.**

Validálás dátuma: **2021. okt. 7.**


















**Dr. Mikus Endre**

**LabMagister Oktató és Kutató Kft.**

Budapest

Veres Péter út 6.

1163

Paraméter	Mérési környezet	Minta	Eredmény	Célérték	Elfogadási		
					tartomány	Eltérés (%)	
 <b>Fehérvérsejtszám (összes)</b> /nL <sup>9</sup>	Műszer: BD Biosciences FACSCanto II Módszer: Single platform	91	<b>4,98</b>	<b>6,2</b>	<b>5,27 - 7,13</b>	<b>-20</b>	< 
		92	<b>6,57</b>	<b>7,8</b>	<b>6,63 - 8,97</b>	<b>-16</b>	< 
<b>Limfociták az összes fehérvérsejtszám %-ában kifejezve</b> %	Műszer: BD Biosciences FACSCanto II Módszer: Single platform	91	24,5	22,5	18 - 27	+9	
		92	22,3	22,3	17,8 - 26,8	0	
<b>T-limfociták az összes limfocitaszám %-ában kifejezve</b> %	Műszer: BD Biosciences FACSCanto II Módszer: Limfocita kapuzás: SSC/CD45	91	81,9	80,9	64,7 - 97,1	+1	
		92	77,4	77,8	62,2 - 93,4	-1	
<b>B-limfociták az összes limfocitaszám %-ában kifejezve</b> %	Műszer: BD Biosciences FACSCanto II Módszer: Limfocita kapuzás: SSC/CD45	91	8,6	10,2	7,14 - 13,3	-16	
		92	10,3	10	7 - 13	+3	
<b>NK-sejtek (CD3 negatív populáció) az összes limfocitaszám %-ában</b> %	Műszer: BD Biosciences FACSCanto II Módszer: Limfocita kapuzás: SSC/CD45	91	7,9	7,1	4,97 - 9,23	+11	
		92	10,8	10,2	7,14 - 13,3	+6	
<b>CD4+ limfociták (CD3+ populáció) az összes limfocitaszám %-ában</b> %	Műszer: BD Biosciences FACSCanto II Módszer: Limfocita kapuzás: SSC/CD45	91	56,5	57,3	45,8 - 68,8	-1	
		92	35,5	37,4	29,9 - 44,9	-5	
<b>Abszolút CD4+ limfocita szám (CD3+ populáció)</b> /nL <sup>9</sup>	Műszer: BD Biosciences FACSCanto II Módszer: Limfocita kapuzás: SSC/CD45	91	0,69	0,73	0,58 - 0,88	-5	
		92	0,52	0,62	0,5 - 0,74	-16	
<b>CD8+ limfociták (CD3+ populáció) az összes limfocitaszám %-ában</b> %	Műszer: BD Biosciences FACSCanto II Módszer: Limfocita kapuzás: FSC/SSC	91	19,4	18,2	14,6 - 21,8	+7	
		92	39,1	39,6	31,7 - 47,5	-1	

A hiteles eredeti kiértékelés a következő címen érhető el: <https://iqc.qualicont.com/labs/3294/evaluations/8812>

A QualiCont Nonprofit Kft. nem vállalja a felelősséget a közzétett dokumentumon történt módosításokért.